

Lapis – Diabelski Kamyk

Stilus Argenti Nitrici (szyft azotanu srebra)

Opis produktu:

Wyrób medyczny stosowany do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych.

Azotan srebra stanowiący podstawowy składnik szyftu skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry.

Szyft azotanu srebra (Stilus argenti nitrici) jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata).

Zastosowanie produktu:

Przyśpiesza ziarninowanie i epitalializację, a tym samym wspomaga proces gojenia.

Skład:

Szyft zawiera: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Opakowanie:

Jeden szyft.

Przeciwwskazania:

Nie stosować razem z innymi preparatami stosowanymi do leczenia kurzajek.

1. Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.
2. Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat. Stosowanie u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
3. W przypadku kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, przy obecności innych chorób a także w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować produktu na błony śluzowe oraz miejsca silnie ukrwione.

Nie wolno stosować również produktu w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu. Należy chronić oczy przed

dostaniem się produktu (okulary ochronne).

W razie przypadkowego dostania się produktu na błony śluzowe należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia silnego pieczenia lub bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt może pozostawić zabrudzenia na odzieży.

Nagły wypadek:

W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Kontynuować tę czynność przez 10 min. i wezwać pomoc medyczną.

W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą zmyć mydłem z wodą. Usunąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia z ubrania. W razie połknięcia, natychmiastowo wezwać pomoc medyczną.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, w temp. 15 – 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lapis – Diabelski Kamyk

Stilus Argenti Nitrici (szyft azotanu srebra)

Właściwości wyrobu, wskazania i instrukcja użycia wyrobu medycznego LAPIS.

- Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego LAPIS.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy:
- Założyć okulary ochronne. Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych).
- Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną.
- Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni szyft przed wilgocią z powietrza.
- Z czubka szyftu na długości ok. 3-4 mm. bardzo delikatnie zeszkrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić szyftu. Nie wdychać pyłu.
- Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) szyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawia się szernieniem w miejscu aplikacji.
- Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.
- Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórno kurzajki.
- Każdorazowo po aplikacji szyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie założenie zatyczki ochronnej.

Ostatnia aktualizacja ulotki: październik 2014.

Wytwórca:

K. T. & K. Group Czech s.r.o.
Karola Šliwky 126/18
Fryštát, 733 01 Karviná
Czech Republic
www.ktkgroup.cz, info@ktkgroup.cz

Dystrybutor:

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Tel./Fax:: +48 32/ 788-55-00
www.salusint.com.pl

KTK
GROUP CZECH

